

## Instruksjon for prøvetaking til Kalprotektin i avføring

### OBS! Ikke åpne den blå korken!

Les denne instruksjonen før du tar CALEX® Cap røret i bruk. Røret må ikke brukes hvis det har gått ut på dato. Riktig svar forutsetter at prøvetaking er gjort korrekt.

Avføring bør ikke komme i kontakt med vann eller urin i toalettet. Bruk f.eks. rikelig med toalettpapir i toalettskålen, en ren potte, en tom ren boks el. Testen er uegnet ved diaré.

Sett eller hold røret med den HVITE korken opp. Væske må ikke renne ut!

1. Åpne den HVITE korken med prøvetakingspinnen.
2. Stikk og vri prøvetakingspinnen i avføringen på fem forskjellige plasser.
3. Bare de grove rillene skal være dekket. Ikke stikk pinnen for dypt. Ikke ta for mye avføring på pinnen.
4. Sett den hvite korken tilbake i røret og trykk **HARDT** ned til du hører to klikk. Bruk den medfølgende antibac-servietten til å tørke av røret utvendig.
5. Bland røret godt. Oppbevar prøven i kjøleskap. Prøverøret må merkes med navn, personnr og prøvetakingsdato. Lever prøven til din lege eller direkte til laboratoriet.



Prøven er holdbar i 15 dager i kjøleskap. Alternativt 7 dager i romtemperatur.



QR-kode for video-veiledning!