

Immunglobulin M – ny metode og nytt referanseintervall

Den **09.01.2017** tar Avdeling for medisinsk biokjemi, Ålesund i bruk nye metoder (Roche Diagnostics) for analysering av S-Immunglobulin G, A og M. Internt gjennomførte metodesammenligninger viser en bra overensstemmelse mellom nåværende og ny metode for Immunglobulin G og A.

For **Immunglobulin M** forventes det i gjennomsnitt 13% høyere resultater ved overgang til ny målemetode, mens hos enkelte pasienter kan det ses opp til 25% høyere resultater i forhold til nåværende metode. Vi ber dere ta hensyn til nivåskiftet ved tolkning av kumulative analyseresultater.

Avdeling for medisinsk biokjemi, Ålesund har validert nye referanseintervall for Immunglobulin M i egen populasjon.

Nytt referanseintervall for Immunglobulin M:

S-IgM	Kvinner	0,5 - 2,6 g/L
	Menn	0,3 - 1,8 g/L

Med hilsen

Lutz Schwettmann
Laboratoriefaglig rådgivar

Brit Valaas Viddal
Avdelingssjef