

Endring av metode for analysering av revmatoide faktorer (RF)

F.o.m. 14.01.2019 analyseres revmatoide faktorer (RF) med ny metode (turbidimetri) på nytt instrument (Roche Diagnostics) ved medisinsk biokjemi Ålesund.

Overgang til ny metode medfører signifikante nivåendringer som krever endring av referanseintervall. Det nye referanseintervallet er vist nedenfor.

Det forventes i gjennomsnitt 12% lavere resultater, men for enkelte pasienter kan det ses opp til 70% lavere resultater. Resultater fra tidligere og ny metode bør derfor ikke sammenlignes. Dette må tas hensyn til ved vurdering av kumulative svar.

Nytt referanseintervall f.o.m. 14.01.2019:

S-RF <14 IU/mL

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med laboratoriet.

Med hilsen

Lutz Schwettmann
Laboratoriefaglig rådgivar

Brit Valaas Viddal
Avdelingssjef