

Informasjon 3/2019

08.02.2019

Ferritin: Restandardisering av analysemetode

Produsenten til reagenset for analysing av ferritin har gjennomført en restandardisering av metoden. Den restandardiserte metoden gir bedre overensstemmelse av resultatene med andre metoder fra samme produsent.

Restandardiseringen medfører signifikante endringer i konsentrasjonsnivået. I gjennomsnittet gir den restandardiserte metoden **20% høyere verdier**. Et nivåskifte til høyere resultat etter overgang til restandardisert metode må derfor ikke nødvendigvis tolkes som endring i pasientens status.

Restandardiseringen skjer ved alle seksjoner, men ved ulikt tidspunkt:

Kristiansund: 4. februar

Ålesund og Volda: 11. februar

Molde: 18. februar

Med hilsen

Lutz Schwettmann
Laboratoriefaglig rådgiver

Brit Valaas Viddal
Avdelingsjef