

PRØVETAKINGSUTSTYR FRÅ AVDELING FOR MEDISINSK BIOKJEMI

Toppfarge	Volum	Tilsetting	Bruk
Rød	9 ml	Ingen	Framstilling av serum til nokre medikamentanalyser. Kan brukast til alle analyser som krev serum.
Rød med gul ring	5 ml	Gel/koagulasjonsaktivator	Framstilling av serum.
Rød med gul ring	4 ml	Gel/koagulasjonsaktivator	Framstilling av serum.
Oransje	5 ml	Gel/Trombin koagulasjonsaktivator	Framstilling av serum. Brukas i PHT ved glukosebelastningar.
Lys blå	3 ml	3,2 % Na-Citrat	Koagulasjonsanalyser
Lilla	4 ml	K2-EDTA	Hematologiske analysar og HbA _{1c} , Ciklosporin
Lilla	6 ml	K2-EDTA	Blodtyping og Svangerskapsprøver
Lilla (kvit/gul topp)	5 ml	K2-EDTA-rør m/gel	Framstilling av plasma til Homocystin, PTH