

PRØVETAKINGSUTSTYR FRÅ AVDELING FOR MEDISINSK BIOKJEMI

Toppfarge	Volum	Tilsetting	Bruk
Raud	9 ml	Ingen	Framstilling av serum til nokre medikamentanalyser. Kan brukast til alle analyser som krev serum.
Raud med gul ring	5 ml	Gel/koagulasjonsaktivator	Framstilling av serum.
Raud med gul ring	4 ml	Gel/koagulasjonsaktivator	Framstilling av serum.
Lys blå	3,5 ml	3,2 % Na-Citrat	Koagulasjonsanalyser
Lilla	4 ml	K2-EDTA	Hematologiske analyser og HbA _{1c} , CyA
Lilla	6 ml	K2-EDTA	Blodtyping og svangerskapsprøver
Lilla (hvit/gul topp)	5 ml	K2-EDTA-rør m/gel	Framstilling av plasma til Homocystin, PTH
Svart	2,9 ml	Citrat	SR til analysing på legekontor